

Verdünnung für CLOURETHAN®

CLOURETHAN-Verdünnung aromatenfrei.



Artikel	Artikel-Nr.
CLOURETHAN-Verdünnung	5070.00000
Gebinde	VE
1 L	6
5 L	4

Nitro-Verdünnung 790

Für 1K-Lacke, Monosiegel®N, Mischlack, etc.




Artikel	Artikel-Nr.
Nitro-Verdünnung 790	00790.00000
Gebinde	VE
1 L	6
5 L	4
20 L	1

Polier- und Schwabbellack

Nitrokombinations-Schichtlack, als Grundierung für Hochglanz-Deckpolituren geeignet. Erzielt im Vergleich zur Herstellung polierter Oberflächen mit Schellack-Polituren zeitsparende, geschlossenporige, hochglänzende, glasklare, kratz- und wasserfeste Oberflächen. Für Möbel aller Art und zugehörige Anbauteile oder Musikinstrumente (besonders aus Edelhölzern). Geeignet für alle üblichen Holzarten, Holzwerkstoffe und furnierte Spanplatten.



Artikel	Artikel-Nr.	
Polier- und Schwabbellack	63.00000	
Auftragsmethoden		
Ø Spritzdüse (mm):	1,8–2,0	–
Spritzdruck (bar):	3,0–3,5	–
Auftragsmenge (g/m²):	100	80
Ergiebigkeit (m²/Liter):	5	12
Trocknung	(bei 20 °C und 50 % relativer Luftfeuchte)	
staubtrocken:	15 Minuten	
überlackierbar:	6 Stunden	
polierfähig:	3–4 Tage	
belastbar:	72 Tage	
Verdünnung	CLOU Zellulose-(Nitro-) Lack-Verdünnung Nr. 790 je nach Bedarf	
Gebinde	VE	
5 L	4	